

clipnosis®

Pinza para manejo y tranquilización de gatos

- Sorprendente y sencillo sistema de sujeción que provoca la misma respuesta de cuando la madre toma a sus gatitos por el cuello, dejando al gato tranquilo y relajado.
- Muy sencillo de utilizar.
- Permite mantener el gato en calma durante las exploraciones clínicas, dejando ambas manos libres para el examen clínico.
- Muy útil para corte de uñas, limpieza de oídos, administración de inyecciones o extracción de sangre.
- Menos estrés para propietario, veterinario y auxiliares veterinarios.
- Efectivo en 2 de cada 3 gatos.



Video demostrativo en
www.uranovet.com
www.clipnosis.com

¿ Para qué está indicado Clipnosis®?

El sistema Clipnosis® causa un efecto calmante en el gato, similar al que se aprecia en los gatitos cuando la madre les coge con su boca por un pliegue del cuello.

Clipnosis® puede usarse para la tranquilización de gatos por parte de los veterinarios y auxiliares veterinarios durante el corte de uñas, limpieza de oídos, administración de inyecciones o extracción de sangre.

Los gatos sujetos mediante Clipnosis® parecen más tranquilos, relajados, con menos miedo y estrés durante la exploración o manipulación.

El sistema Clipnosis® funciona en 2 de cada 3 gatos. Una buena forma de saber si responderá al pinzado, es sujetar al gato tomando un pliegue del cuello entre los dedos índice y pulgar. Si se muestra tranquilo, es muy probable que tenga una respuesta positiva al aplicar la pinza. Se ha comprobado que los gatos se hacen más tolerantes con el uso repetido de Clipnosis®, teniendo incluso una mayor respuesta en sucesivas experiencias.

Para obtener mejores resultados, la aplicación del pinzado debe de realizarse antes de comenzar con la manipulación del animal. Asimismo, un ambiente tranquilo, voces suaves y movimientos calmados, así como la utilización de una superficie no deslizante donde colocar al gato, contribuyen a que el pinzado con Clipnosis® sea más eficaz.



Clipnosis® es un producto de:
Our Pet's Company
1300 East Street, Fairport Harbor
OH 44077 USA

¿ Cómo utilizar Clipnosis®?

1- Tomar con suavidad un pliegue de la piel de la nuca del gato con una mano mientras que con la otra se sostiene la pinza abierta. Si el gato lleva puesto un collar, se recomienda retirarlo previamente.

2- Colocar la primera pinza tomando un pliegue de la piel justo en la base de la nuca. La cantidad de piel depende del gato, pero es recomendable colocar tanta como sea posible en la apertura de la pinza. Despliegue las aletas de la pinza y quedará totalmente ajustada.



3- En caso necesario, colocar una segunda pinza justo detrás de la primera. Las dos pinzas deben colocarse pegadas una a la otra. Normalmente, una pinza es suficiente para un gato de tamaño pequeño o un gatito. Para gatos de tamaño mediano-grande se deben colocar 2 pinzas.

4- El gato comenzará a relajarse en un plazo de 10-15 segundos. Se tumbará hacia el lado que prefiera dependiendo si es " diestro o zurdo". Hay que dejar que el gato permanezca tumbado sobre el lado elegido sin forzarle a que cambie de lado, ya que disminuiría los efectos de Clipnosis®

5- Llevar a cabo la exploración, corte de uñas etc mientras la pinza o pinzas están colocadas. Recuerde que un ruido o movimiento súbito alrededor del animal, puede romper su estado de calma.

6- La pinza puede permanecer colocada por un periodo de tiempo de hasta 10 minutos, sin ningún efecto adverso, pero deben ser retiradas tan pronto como la exploración o manipulación haya terminado.

7- Para retirar la pinza, simplemente abrirla y soltar el pliegue de piel. El gato permanecerá relajado y volverá a lo que estaba haciendo antes de colocarle la pinza Clipnosis®. Para asegurar el mejor resultado para futuros usos de Clipnosis®, dar al gato un premio tan pronto como sea retirada.

¿ Cómo no utilizar Clipnosis®?

- No utilizar durante largos periodos de tiempo.
- No dejar la pinza colocada en gatos que no están bajo supervisión.
- No asumir que la pinza Clipnosis® inmovilizará totalmente al gato. Algunos gatos asustados o agresivos pueden intentar morder o arañar incluso con la pinza colocada.
- Si los gatos están asustados o enfadados en el momento de colocar la pinza, no responderán adecuadamente a los efectos calmantes de Clipnosis®