

Uranotest Ehrlichia

Especificaciones:

Finalidad:	Detección de anticuerpos de <i>Ehrlichia canis</i>
Muestra:	Sangre entera, suero, plasma
Sensibilidad:	95 % versus IFA
Especificidad:	94,6 % versus IFA
Tiempo de realización:	2 minutos
Tiempo de lectura:	20 minutos
Presentación:	Cajas con 5 y 10 tests
Nº registro:	1655 RD



Características:

Capilar de precisión incorporado para la dispensación de un volumen exacto de muestra.

Solo 2 pasos: Ahorro de tiempo, menos errores.